


AIER EYE HOSPITAL (EAST OF CHENGDU)

姓名: guowenqi, 郭文棋 ID: 191220071101 出生日期: 1952-06-15 检查日期: 2020-01-03 手术医生: SQ				公式: Haigis 目标屈光度: 0 D n: 1.3375					
对AL测量值要检查合理性, 因为可能会存在病理性变化。									
OD		AL: 25.09 mm (SNR = 28.0) K1: 42.83 D / 7.88 mm @ 113° K2: 43.66 D / 7.73 mm @ 23° R / SE: 7.80 mm / 43.24 D Cyl.: -0.83 D @ 113° ACD: 3.82 mm 屈光度: 0 D 0 D @ 0° 状态: 有晶状体				OS		屈光度: 0 D 0 D @ 0° 状态: 有晶状体	
Alcon SA60AT		Lenstec SOFTEC HD/I		Alcon SA60AT		Lenstec SOFTEC HD/I			
A0 Const: -0.111		A0 Const: 0.920		A0 Const: -0.111		A0 Const: 0.920			
A1 Const: 0.249		A1 Const: 0.400		A1 Const: 0.249		A1 Const: 0.400			
A2 Const: 0.179		A2 Const: 0.100		A2 Const: 0.179		A2 Const: 0.100			
IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)		
18.0	-1.07	17.5	-1.13						
17.5	-0.72	17.0	-0.76						
17.0	-0.36	16.5	-0.40						
16.5	-0.02	16.0	-0.04						
16.0	0.33	15.5	0.31						
15.5	0.67	15.0	0.66						
15.0	1.00	14.5	1.01						
正视IOL: 16.48		正视IOL: 15.94							
Lenstec SOFTEC HDO		IQ/SN60WF		Lenstec SOFTEC HDO		IQ/SN60WF			
A0 Const: 0.055		A0 Const: -0.769		A0 Const: 0.055		A0 Const: -0.769			
A1 Const: 0.178		A1 Const: 0.234		A1 Const: 0.178		A1 Const: 0.234			
A2 Const: 0.173		A2 Const: 0.217		A2 Const: 0.173		A2 Const: 0.217			
IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)	IOL (D)	REF (D)		
16.75	-0.46	18.5	-1.15						
16.5	-0.28	18.0	-0.80						
16.25	-0.10	17.5	-0.46						
16.0	0.08	17.0	-0.12						
15.75	0.25	16.5	0.22						
15.5	0.42	16.0	0.56						
15.25	0.60	15.5	0.89						
正视IOL: 16.11		正视IOL: 16.83							

(* = 手动更改, ! = 值不可靠)